


1. 제품명 : 견인운동의료기
2. 모델명 : 슈마DA-2000
3. 품목신고번호 : 서울 제신04-50호
4. 사양
 - 가. 규격 : 820(W) x 1150(D) x 2310(H)
 - 나. 중량 : 36kg
 - 다. 견인하중 : 160kg



※런닝머신옵션

5. 사용 대상자
 - 가. 허리디스크로 고생하시는 분
 - 나. 지속적인 허리 통증이 있으신 분
 - 다. 퇴행성 척추관협착증으로 고생하시는 분
 - 라. 퇴행성 무릎관절로 고생하시는 분
 - 마. 불안전 척추 손상환자나 사고환자 재활운동
 - 바. 디스크 진단을 받았지만 위험성 때문에 수술을 하실 수 없으신 분
6. 특징점
 - 가. 상부 탄력밴드는(Tension) 수축이완의 반복작용으로 탈출된 디스크 수핵이 제자리로 돌아가게 합니다.
 - 나. 견인 후 통증이 사라지면 경부운동을 동시에 할 수 있습니다.
 - 다. 환자의 상태에 따라 조절견인이 가능하며 강제적인 견인이 아니므로 부작용이 없습니다.
 - 라. 10 ~ 20분 내외의 적은 시간으로도 효과가 빠르게 나타납니다.
 - 마. 다양한 운동방법과 안전하고 무리하지 않는 자연스러운 견인 운동법입니다.

7. 제품 구성
 - 가. 견일자켓(일체형)
 - 나. 목현수기셋트
 - 다. 수직왕복 탄력밴드
 - 라. 손잡이(높이조절 가능)
 - 마. 발판(접이식)
 - 바. 철봉(높낮이 조절)
 - 사. 기구셋트
 - 아. 사용설명서



8. 결합형태 : 슈마 프리런(런닝머신 + 슈마DA-2000)

슈마 프리런 (트레드밀 + DA-2000번 결합형)




트레드밀 WNT-5000



슈마DA-2000 허리견인기

9. 제품 명칭

- ① 탄력밴드
- ② 철봉(높이조절)
- ③ 조절장식
- ④ 자켓
- ⑤ 철봉고정물
- ⑥ 손잡이
- ⑦ 손잡이고정용 고무링
- ⑧ 기둥
- ⑨ 발판(접이식)
- ⑩ 프레임(U형)
- ⑪ 조절자(바닥수평잡기)



(슈마 DA-2000 견인운동의료기기)